

Лаборатория контроля герметичности Leaklab

ООО «Лаборатория ВАКТРОН»

Формуляр

Вакуумметр широкодиапазонный Leaklab-AGP4000

Серийный номер 26000007

Исполнение CF35/40 с переходником на KF

Блок питания и экран индикации

Leaklab-AGP4000 ФО · редакция 1.0 · 21.09.2026

1 Сведения об изделии

Реквизит	Сведения
Наименование	Вакуумметр широкодиапазонный Leaklab-AGP4000
Серийный номер	26000007
Вакуумное присоединение	CF35/40 с переходником на KF
Оснащение	Блок питания и экран индикации
Измерительная система	Пирани и холодный катод
Рабочая среда	Воздух и азот
Диапазон измерений	1×10^{-6} – 1×10^5 Па
Эксплуатационная документация	Leaklab-AGP4000 ПС и Leaklab-AGP4000 РЭ, редакция 1.0

2 Гарантийные условия

Гарантийный срок изготовителя составляет 12 месяцев со дня отгрузки непосредственному покупателю. Дата отгрузки определяется товаросопроводительным документом. Условия гарантийных обязательств российского поставщика определяются договором поставки.

Гарантийные обязательства не распространяются на последствия нарушения правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, превышения предельно допускаемого давления, загрязнения, механических повреждений и несанкционированного ремонта.

Лаборатория контроля герметичности **Leaklab**

3 Учёт эксплуатации

Сведения о вводе в эксплуатацию, перемещениях, наработке, техническом обслуживании, ремонте и замене составных частей ведут в эксплуатационном журнале с указанием модели и серийного номера 26000007. Для каждой операции фиксируют дату, содержание, результат и ответственного исполнителя. Документы о поверке и калибровке хранят совместно с формуляром.

4 Типовые испытания модели

В комплект включены результаты типовых испытаний модели Leaklab-AGP4000. Эти данные не являются результатами индивидуальных испытаний экземпляра № 26000007 и не заменяют его поверку, калибровку или свидетельство о приёмке.

5 Обращение в сервис

При обращении сообщают модель, серийный номер, описание неисправности, условия эксплуатации и перечень контактировавших с прибором веществ. Возврат согласуют с поставщиком. Прибор отключают, снимают с установки, закрывают вакуумное присоединение чистой защитной заглушкой и упаковывают с защитой от ударов и загрязнения. После работы с опасными средами передают сведения о загрязнении и документы о выполненной очистке.

ООО «Лаборатория ВАКТРОН»

197374, Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 9, корп. 3, литера А, пом. 7-Н

+7 (812) 715-00-17 · mail@leaklab.ru · <https://leaklab.ru>
